



**Orbitrek +Trenażer nóg-nożyce z pylonem wolnostojącym**

Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 16630: 2015-06

OPIS:


Aktywuje i wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, poprawia funkcje układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Uaktywnia staw biodrowy i skokowy, zwiększa ruchowość stawów, wzmacnia muskulaturę dolnych partii ciała, poprawia funkcje układu sercowo-naczyniowego i oddechowego

**DANE TECHNICZNE:**

- Wzrost użytkownika powyżej 140 cm
- Gabaryty urządzenia 116 (140) x 260,0 cm
- Strefa funkcjonowania 440 x 560 cm
- Wysokość maksymalna urządzenia ~ 185 cm
- Głębokość posadowienia -0,80 m; -0,50 m
- Max. waga użytkownika 140 kg

MATERIAŁY:

- Elementy wykonane z stali cynkowanej, malowanej proszkowo.
- Rury konstrukcyjne o wymiarach $\varnothing 42,4 \times 2,3$ $\varnothing 114 \times 3$ $\varnothing 33,7 \times 2,7$, $\varnothing 60 \times 3,2$, $\varnothing 88,9 \times 3,2$
- Śruby osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego.
- Stopki wykonane z HDPE lub blachy.
- Całość wykonana w sposób przyjazny dla ćwiczącego bez kantów i ostrych krawędzi.
- Urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją obsługi.
- Posadowienie stopy stalowe ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

**MONTAŻ:**

- Wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu.
- Montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.
- Metalowa kotwa prefabrykowana, stabilizowana poprzecznie drutem żebrowanym $\varnothing 12$ mm.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw treningowy przeznaczony jest dla osób posiadających wzrost powyżej 140 cm
- Korzystanie z urządzenia w przypadku dzieci i młodzieży powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
- Liczba osób mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 2.